



# DİJİTAL KÜTÜPHANE REVİZYON FORMU

## DIGITAL LIBRARY REVISION FORM

REF NO. REF NO.	KP.12-F.12
YAYIN TARİHİ EDIT. DATE	24.07.2020
REV. NO. REV. NO.	000
REV. TARİHİ REV. DATE	
SAYFA NO. PAGE NO.	1/1

Değişiklik Yayın Numarası: Changing Request Form No	DKF-09
--	--------

Kütüphane Adı: Library Name	Revizyon Numarası : Revision Number	Revizyon Tarihi : Revision Date
Exocad	Rev.05	23.08.2023

Değişiklik Nedeni Changing Reason	<p>T6 32804 – T6 32805 – T6 32806 – T6 32807 – T6 32037_NoHex – T6 32038_Hex dosyalarında 0.1 mm olan boşluk, 0.3 mm'ye çıkarılmıştır. T6 32805 ve T6 32807 kodlu dosyalarda yer alan düz yüzey kaldırılmıştır.</p> <p><i>In T6 32804 - T6 32805 - T6 32805 - T6 32806 - T6 32807 - T6 32037_NoHex - T6 32038_Hex coded files, the gap of 0.1 mm has been increased to 0.3 mm. The flat surface in T6 32805 and T6 32807 coded files has been removed.</i></p>
--------------------------------------	--

Değişiklik Görseli Changing Image	<p><b>T6 TiBases</b></p> <p>Library / Types / Subtypes</p> <p>◀ Nucleoss - TiBase</p> <ul style="list-style-type: none"><li>T3 32806</li><li>T3 32807</li><li>T4 32804</li><li>T4 32805</li><li>T4 32806</li><li>T4 32807</li><li>T5 32806</li><li>T5 32807</li><li><b>T6 32804</b></li><li><b>T6 32805</b></li><li><b>T6 32806</b></li><li><b>T6 32807</b></li><li>TS 42012</li><li>TS 42013</li><li>TS 42014</li><li>TS 42015</li></ul> <p>0.1 mm</p> <p>0.3 mm</p> <p>Eski Previous</p> <p>Yeni New</p>
--------------------------------------	--


Değişiklik Görseli Changing Image	<p><b>T6 Multi Unit</b></p> <p>Library / Types / Subtypes</p> <p>◀ Nucleoss - New T6/TS MU - TiBase</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>T6 32037_NoHex</b></li><li><b>T6 32038_Hex</b></li><li>T6 32813_NoHex</li><li>T6 32814_Hex</li><li>T6 32813_NoHex_Short</li><li>T6 32814_Hex_Short</li></ul> <p>0.1 mm</p> <p>0.3 mm</p> <p>Eski Previous</p> <p>Yeni New</p>
--------------------------------------	--



**DİJİTAL KÜTÜPHANE REVİZYON  
FORMU**  
*DIGITAL LIBRARY REVISION FORM*

REF NO. <i>REF NO.</i>	KP.12-F.12
YAYIN TARİHİ <i>EDIT. DATE</i>	24.07.2020
REV. NO. <i>REV. NO.</i>	000
REV. TARİHİ <i>REV. DATE</i>	
SAYFA NO. <i>PAGE NO.</i>	2/1

**Düz yüzeylerin kaldırılması / Removing flat surfaces**



Yapılan Değişiklik <i>Changing</i>	Yeni dosyalar eklendi. <i>New files have been added.</i>		
Değişikliği Yapan: <i>Notified of changes by</i>	Tolga BIÇAK	Değişikliği Onaylayan: <i>Approved by</i>	Arda YALAMAÇ
Değişiklik Tarihi <i>Changes date</i>	23.08.2023	Değişiklik Bildirim Tarihi <i>Notified of changes date</i>	23.08.2023