


# T3 PROTEZ

## Hareketli Protez Çözümler

# T3

### Equator® Dayanak



Hareketli total protez tedavilerinde farklı diş eti yükseklikleri ile kullanıcılara Equator dayanak çözümleri sunulmaktadır.

TiGr5 malzemeden üretilmiştir.

Equator® dayanaklar metal yuva ve kepleri ile birlikte paketlenmiştir.



A	5.0	5.0
B/C	1.5	3.0
Kod	T3 5070	T3 5071

Yardımcı Parçalar

Ölçü Parçası	Analog
044CAIN	144AE

Metal Yuva	Şeffaf / Ekstra Sert	Pembe / Standart Sert	Sarı / Yumuşak	Esnemez-Mor-Sert 2700g	Siyah / Laboratuvar
CA008	CN051	CN052	CN053	CN055	CN068

Sıkma Anahtarı (Rafet)	Motor Sıkma	Yerleştirme ve Çıkarma Kolu
774CHE	760CE	485ICE

