


T3 PROTEZ

Vidalı Çözümler

T3

Multi Unit Dayanak | No-Hex



Multi unit vidalı dayanaklar farklı platform çapları, diş eti yükseklikleri ve açılı seçenekleri ile kullanıcılara doğru ve kalıcı çözümler sunar.

Düz, 17° ve 30° açılı seçenekleri bulunur.

Dayanaklar TiGr5 malzemeden üretilmiştir.

Düz Multi unit dayanaklar beyaz renk burn out kep ve iki adet okluzal vida ile gönderilir.

Açılı Multi Unit dayanaklar bir beyaz renk burn out kep, bir multi unit bağlantı vidası ve iki adet okluzal vida ile gönderilir.



A	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
B/C	1.5	3.0	1.25/2.9	2.0/3.6	1.25/3.8
Kod	T3 5041	T3 5042	T3 5541-17	T3 5542-17	T3 5543-30

Yardımcı Parçalar (No-Hex)

