


T3 PROTEZ

Hareketli Protez Çözümleri

T3

Topuz Dayanak



Hareketli total protez tedavilerinde farklı diş eti yükseklikleri ile kullanıcılara topuz dayanak çözümleri sunulmaktadır.


TiGr5 malzemeden üretilmiştir.

Topuz dayanaklar metal yüzük ve silikon halka ile birlikte paketlenmiştir.



A	5.0	5.0
B	1.5	3.0
Kod	T3 5030	T3 5031

Yardımcı Parçalar



Ölçü Parçası	Analog
T0 32615	T0 4521

				
Kapalı Metal Yuva	Orta-Sert Plastik	Yumuşak Plastik	Metal Yüzük & Silikon	Silikon Halka
T0 5207	T0 4500-16	T0 4500-7	T0 5200	T0 4500-3

		
Metal Kadeh & Plastik	Metal Kadeh Plastiği	Ölçü Parçası Silikonu
T0 5201	T0 4500-4	T0 4500-18

